

AGITATORE AD ASTA



Agitatore ad asta a regolazione elettronica.

Il display consente la regolazione e la visualizzazione sia del tempo che della velocità.

L'avviamento progressivo permette di evitare fuoriuscite di prodotto dal contenitore.

Al variare della viscosità la velocità viene mantenuta costante.

In dotazione due differenti aste di agitazione: a pale fissa per generare un flusso assiale dall'alto verso il basso, a pale con quattro fori per generare un flusso tangenziale con ridotta turbolenza e delicata miscelazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume:	15 litri riferito all'acqua
Velocità:	da 60 a 2000 g/m
Diametro aste di agitazione:	mm 8
Potenza:	W 125
Peso:	Kg 6;
Peso complessivo con base:	Kg 16
Dimensioni ingombro:	cm 36 x 24 x 72H