

# BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA



**QUALITA' E PRECISIONE DEL PESO**



## CARATTERISTICHE

Pesapersona ad orologio dal prestigioso design che la rende unica al mondo

Pedana in ferro con inserto in gomma atossica antiscivolo

Sistema di leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento nel tempo

Misurazione del peso con sistema interno a doppia molla con cremagliera in ottone e pignone in acciaio temperato per mantenere la precisione nel tempo

Grande quadrante Ø 180 mm di facile lettura

La vite di messa a zero è di facile regolazione

Piedini in gomma antiscivolo ed antigraffio

Portata massima: 200 kg

Sensibilità: 500 g

Precisione:  $\pm 1$

Dimensioni totali: mm 240-310 x 330 x 900 H

Dimensioni pedana: mm 240-310 x 330 x 385

Peso: 11 kg



OPTIONAL: Versione verniciata e cromata