

# BLISTERATRICE - BLISTER E SCATOLE

Macchina ad azionamento di tipo manuale per confezionare capsule e compresse in blister.

Riempito il blister preformato e completo di foglietto di alluminio pre-saldato ad una estremità, è quindi possibile sigillarlo a caldo ed eventualmente codificarlo allo stesso tempo.

Lo stampo in dotazione permette di sigillare capsule delle misure "00 / 0 / 1 / 2" ma a richiesta sono disponibili altre misure

## CARATTERISTICHE

Regolazione della temperatura di saldatura

Carrello scorrevole su guida

Dimensioni cm 25 x 25 x 32H

## OPTIONAL

Set 19 caratteri per codifica blister

Stampi supplementari per capsule e compresse



## BLISTER



CAPSULE  
00 / 0 / 1  
x 15 e x 10




CAPSULE  
000  
x 10



CAPSULE  
0 / 1 / 2  
x 15



CAPSULE  
2 / 3 / 4  
x 15



COMPRESSE  
Ø 8,1 x 2,5 H  
x 20



COMPRESSE  
Ø 13 x 6,5 H  
x 12

## SCATOLA IN CARTONCINO BIANCO

Scatole da	2 blister	Dimensioni cm	7 x 10 x 2
Scatole da	4 blister	Dimensioni cm	7 x 10 x 3,5
Scatole da	6 blister	Dimensioni cm	7 x 10 x 5
Scatole da	10 blister	Dimensioni cm	10,5 x 10,5 x 7