

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO

TM 2655

Misuratore elettronico della pressione arteriosa da tavolo.

Metodo di misura oscillometrico

Clinicamente Validato secondo il protocollo
B.H.S. - grado A/A.

Display a led luminosi rossi.

Design esclusivo che permette la rilevazione su
entrambi gli arti, con il massimo del comfort.

Sistema di sicurezza per l'interruzione im-
mediata della misura.

Stampante incorporata che permette di ave-
re diverse tipologie di report.

Possibilità di personalizzare, all'atto
dell'acquisto, il report stampato, con testo
o logo a discrezione.

Dimensioni mm 245 x 325 x 390H

